

Sedile ad **elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- Struttura verticale in Ferro Cromato.
- Base a 5 razze in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- N°5 piedini

Altezza: min. 520 - max. 660 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 610 mm.



Sedile ad **elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico imbottito e rivestito in similpelle lavabile.
- Struttura verticale in Ferro Cromato.
- Base a 5 razze in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- N°5 piedini

Altezza: min. 590 - max.680 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 610 mm.

SD 4325 = Idem c.s. con elevazione a gas. (prezzo su richiesta)

Per ordinare con ruote Ø 50 mm. = codice / R

Per ordinare con ruote conduttive = codice / RA





Sedile per Operatore ad elevazione Oleodinamica

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile.
- Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze con poggia piedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dispositivo frenante su ruote.
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 630 - max. 830 mm.

Sedile: Ø Max 420 mm.

Base: Ø 603 mm.

SD 4050 Rev.2 + RG-8903



Sedile per Operatore ad **elevazione Oleodinamica con reggibraccia**

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Degenza, Ambulatori, Laboratori

Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile e completo di Reggibraccia per SD con 4GDL (elevazione - rotazione - basculazione-rotazione)

- Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze con poggia piedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dispositivo frenante su ruote.
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 630 - max. 830 mm.
Sedile: Ø Max 420 mm.

Sedile per Operatore ad elevazione Oleodinamica



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile.
- Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze con poggia piedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dispositivo frenante su ruote.
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 620 - max. 820 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 603 mm.

SD 4065 Rev.2 + RG-8903

Sedile per Operatore ad **elevazione
Oleodinamica con reggibraccia**



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Degenza, Ambulatori, Laboratori

Sedile rotondo anatomico e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile e completo di Reggibraccia per SD con 4GDL (elevazione - rotazione - basculazione-rotazione)

- Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze con poggia piedi, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dispositivo frenante su ruote.
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 620 - max. 820 mm.
Sedile: Ø 360 mm.

Sedile per Operatore ad elevazione Oleodinamica



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- N°5 ruote gemellate Ø 50 mm.

Altezza: min. 525 - max. 725 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 610 mm.



Sedile per Operatore ad elevazione Oleodinamica



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico imbottito e rivestito in similpelle lavabile.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- N°5 ruote gemellate Ø 50 mm.

Altezza: min. 590 - max. 790 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 610 mm.

Sedile per Operatore ad elevazione Oleodinamica



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base a 5 razze in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile.
- N°5 ruote gemellate Ø 50 mm.

Altezza: min. 590 - max.790 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 610 mm.





Sedile per Operatore **ad elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile. (autoclavabile)
- Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base a 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°5 ruote conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 510 - max. 600 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 603 mm.



Sedile per Operatore **ad elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile. (autoclavabile)
- Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base a 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°5 piedini conduttivi.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 440 - max. 530 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 603 mm.

Sedile per Operatore **ad elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico imbottito e rivestito in similpelle lavabile.
- Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base a 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°5 ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 550 - max. 640 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 603 mm.

Sedile per Operatore **ad elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile rotondo anatomico imbottito e rivestito in similpelle lavabile.
- Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base a 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°5 piedini conduttivi.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 530 - max. 620 mm.

Sedile: Ø 360 mm.

Base: Ø 603 mm.

Sedile di Pousche ad elevazione a vite
con sistema di sicurezza fine corsa



- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatori, Laboratori.
- Basculante a molla di flessione.
- Sedile anatomico con appoggio anteriore in lega di Alluminio Anodizzato Inossidabile. (autoclavabile).
- Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base circolare in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).

Altezza: min. 610 - max. 700 mm.

Sedile: 280 x 180 mm.

Base: Ø 425 mm.



Sedile di Pousche ad **elevazione a vite** con sistema di sicurezza fine corsa

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatori, Laboratori.
- Basculante a molla di flessione.
- Sedile anatomico con appoggio anteriore, imbottito e rivestito in similpelle lavabile.
- Struttura verticale in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base circolare in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).

Altezza: min. 690 - max. 780mm.

Sedile: 280 x 180 mm.

Base: Ø 425 mm.



Sedile per Operatore ad elevazione Oleodinamica

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Degenza, Ambulatori, Laboratori
- Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile.
- Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Pompa oleodinamica a circuito sigillato ad attivazione a pedale.
- Base circolare, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dispositivo frenante centralizzato.
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi perimetrale sul Basamento
- Raccordo di base antibatterico

Altezza: min. 620 - max. 820 mm.

Sedile: Ø Max 420 mm.

Base: Ø 470 mm.

SD 4200-1 1080



Sedile per Paziente per procedure chirurgiche dorso-lombo-sacrali



- Indicato per Reparto Operatorio, Ambulatori.
- Integralmente realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Base a 4 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°4 piedini conduttivi.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordo di base antibatterico



Altezza: 400 mm.
Sedile: 600 x 400 mm.

Dispositivo Sedile Tutore per Chirurgo
ad elevazione elettromeccanica.



- Indicato per Reparto Operatorio.
(Neurochirurgia)
- Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile.
- Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Servo motore elettrico a bassa tensione con controllo salita e discesa del piano di seduta.
- Base circolare, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) dotata di supporti Ruota, compatibili con ingombri Tavoli Operatori.
- Dispositivo frenante sulle N°4 Ruote.
- N°4 Ruote Conduitive Gemellate Ø 125 mm.
- Paracolpi perimetrali antibatterici.
- Raccordi antibatterici.
- Reggibraccia con 7 GDL.
(Complessivi 8 GDL)



Altezza del piano seduta:
min. 550 - max. 750 mm.

Altezza massima del Tutore-braccia
(Riferito alla sella): X=550 mm - Y=690 mm

Sedile: Ø Max 420 mm.

Dispositivo Sedile Tutore per Chirurgo
ad elevazione elettromeccanica.



- Indicato per Reparto Operatorio.
(Oftalmologia)
- Sedile a sella rotonda e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile. Schienale regolabile in altezza e profondità.
- Servo motore elettrico a bassa tensione con controllo salita e discesa del piano di seduta.
- Base circolare, in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dispositivo frenante centralizzato.
- N°5 Ruote Conduttive Gemellate Ø 65 mm.
- Raccordi antibatterici.
- Paracolpi perimetrale sul Basamento.
- Dotato di Reggibraccia con 4GDL (elevazione - rotazione - basculazione-rotazione)
- Altezza del piano seduta: min. 550 - max. 750 mm.
-
- Sedile: Ø Max 420 mm.
- Base: Ø 460 mm.



Reggibraccia per SD con 4GDL (elevazione
- rotazione - basculazione-rotazione)

Indicato Per:
SD 4050 Rev.01
SD 4065 Rev.01



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.



- Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.



- Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi



- Dispositivi In assistenza agli Operatori



- Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale



- Sedili per Operatori



- Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)



- Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.



- Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti



- Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)



- LaparoTensor®



LUCINI SURGICAL CONCEPT srl
Via Sant'Alberto, 4/6/8
20020 Lainate - Milano - Italy
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185
E-mail: info@lucinisurgicalconcept.com
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>