

Dispositivo di trasporto con vano
Tecnico Aperto, ad elevato grado
di sanificabilità



- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- N°2 Frame N°1 STU / 1 ISO
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **718 x 478 X 900** mm
*Ripiani e Cesti NON INCLUSI

ALLESTIMENTI



- RIPIANI AD INVASO
- RIPIANI LISCI
- CESTI ISO (AISI 304 O ABS)
- CESTI ISO IN FILO DI AISI 304

Dispositivo di trasporto con vano Tecnico Aperto, ad elevato grado di sanificabilità



- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm.
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- N°2 Frame N°2 STU / 2 ISO
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **918 x 678 X 900** mm
*Ripiani e Cesti NON INCLUSI

ALLESTIMENTI



- RIPIANI AD INVASO
- RIPIANI LISCI
- CESTI ISO (AISI 304 O ABS)
- CESTI ISO IN FILO DI AISI 304

Dispositivo di Trasporto con Vano Tecnico Aperto.



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- (Struttura in Lamiera).
- N°4 Ruote Ø 80 mm.
- Maniglia direzionale.
- N°2 Piani ad Invaso Fissi
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **600 x 400 x 800** mm.

Dispositivo di Trasporto con Vano Tecnico Aperto.



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- (Struttura in Lamiera).
- N°4 Ruote Ø **125** mm.
- Maniglia direzionale.
- N°2 Piani ad Invaso Fissi
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **750 x 500 x 800** mm.

Dispositivo di Trasporto con Vano
Tecnico Aperto.



- Indicato per Reparto Degenza, Ambulatori.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- (Struttura in Lamiera).
- N°4 Ruote Ø 125 mm.
- Maniglia direzionale.
- N°2 Piani ad Invaso Fissi
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 900 x 550 x 800 mm.



Dispositivo di Trasporto con Vano Tecnico Aperto, ad elevato grad di sanificabilità.

- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza, Cucina, Magazzino. (Trasporto materiale Pesante) .
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°2 Piani ad Invaso Asportabili
- Dimensioni vassoi mm 750 x 500 x 35 H
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 990 x 630 x 890 mm





Dispositivo di Trasporto con Vano Tecnico Aperto, ad elevato grad di sanificabilità.

- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza, Cucina, Magazzino. (Trasporto materiale Pesante) .
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- S.A.F.E. Tech.
- N°2 Maniglie direzionali.
- N°2 Piani ad Invaso Asportabili
- Dimensioni vassoi mm **900 x 550 x 35 H**
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **1140 x 760 x 890 mm**



Dispositivo di Trasporto e Stoccaggio
con Vano Tecnico Aperto, ad elevato
grado di sanificabilità.



SA.F.E.



- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- SA.F.E. Tech.
- N°4 Ruote Conduttive Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- N°3 Frame N°2 STU / 2 ISO
- N°1 Maniglia
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **918 x 678 x 1200 mm.**

Dispositivo di Trasporto e Stoccaggio
con Vano Tecnico Aperto, ad elevato
grado di sanificabilità.



- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- SA.F.E. Tech.
- N°4 Ruote Conduttive Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- N°3 Frame N°3 STU / 3 ISO
- N°1 Maniglia
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) **1130 x 678 x 1200 mm.**



Dispositivo di Trasporto e Stoccaggio
con Vano Tecnico Aperto, ad elevato
grado di sanificabilità.



- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- S.A.F.E. Tech.
- N°4 Ruote Conduttive Ø 125 mm. (N°2 con Freno)
- Paracolpi Perimetrale.
- N°3 Vani N°3 STU (TOT N°9 STU)
- N°3 Coppie di mensole per Vano
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 1130 x 678 x 1200 mm



Unità di trasporto per vasche di decantazione.



SA.F.E.



- Due vani per l'alloggiamento della vasca di decantazione, piano inferiore per il posizionamento dei contenitori dei liquidi reflui.
- Doppia maniglia di spinta ergonomica.
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno) .
- Paracolpi Perimetrale.
- Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
- Dimensioni di Ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 730 x 540 x 900 mm
- Allestimento base:
N° 2 vasche di decantazione, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, con maniglia retrattile, complete di rubinetto di scarico, dim. mm 530x325x200h.
N° 2 coperchi, in Acciaio Inox 18/10 AISI 304, per vasche, con guarnizione siliconica e valvola di decompressione.
A richiesta N°2 Cesti forati in Acciaio Inox 18/10 AISI 304. (ACS-290.100)



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.



- Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.



- Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi



- Dispositivi In assistenza agli Operatori



- Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale



- Sedili per Operatori



- Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)



- Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.



- Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti



- Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)



- LaparoTensor®



LUCINI SURGICAL CONCEPT srl
Via Sant'Alberto, 4/6/8
20020 Lainate - Milano - Italy
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185
E-mail: info@lucinisurgicalconcept.com
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>