


Banco da **Lavoro e Stoccaggio** con Vano Tecnico Chiuso (su ruote),
ad **elevato grado di sanificabilità**.




- Indicato per Reparto Operatorio, Sterilizzazione, Terapia Intensiva, Reparto Degenza.
- **Frames porta Cesti ISO ***
- Realizzato in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Piano di Lavoro con alzata posteriore di protezione.
- **Maniglie antibatteriche**
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm (N°2 con freno)




*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

Punti di forza del prodotto



Maniglia Sanificabile




*Spigoli/Angoli interni
R=20*



Collettore scarico Macroimpurità



*Colorazioni/trattamenti
per identificazione e
rilevazione macroimpurità*



***Piano di lavoro ad
elevata resistenza***

***DISPOSITIVO
BREVETTATO***




Maneggevolezza



***Lavaggio anche
con termodisinfettore***

Punti di forza del prodotto (Frames porta Cesti ISO)



Hy-Work 4632 A1



Allestimento: **A1**

- Portata massima 6 ISO.
- N°6 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.
- Maniglie antibatteriche
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 2009 x 654 x 900 mm



Allestimento: **A1**



- Portata massima 4 ISO.
- N°4 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°2 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.
- Maniglie antibatteriche
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1373 x 654 x 900 mm


Hy-Work 4X22 A1








Allestimento: **A1**





- Portata massima 4 ISO.
- N°4 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°2 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.
- (N°3 orientati con 400 Prof, N°3 orientati con 600 Prof.)
- Maniglie antibatteriche
- Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1175 x 654 x 900 mm




WCT Hy-Work	Supporto Accessori dotato di N°3 Coppie di Ganci		175
COS 6100	Piano porta oggetti. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione speciale con spigoli arrotondati. Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 360 x 260 mm		286
COS 6105	Piano d'appoggio con supporto. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione speciale con spigoli arrotondati. Dimensioni (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 350 x 150 mm		287
COS 6150	Dispensatore per materiale vario. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 620 x 180 x 420 mm		288

COS 6160	Dispensatore di materiale per sutura. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Lavorazione speciale con spigoli arrotondati. Capacità: 20 confezioni disposte su 4 ripiani. (circa) Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 175 x 290 mm		289
COS 6035	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1 STE 600X300X300		290
COS 6035-2STE	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 2 STE 600X600X300		291
COS 6040	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Con feritoia Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1 STE 600X300X300		292

COS 6045	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1/4 STE 300X300X300		293
COS 6050	Cestello in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 1/2 STE 600X300X150		294
	Altri Accessori disponibili a richiesta specifica del Cliente		

	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm		134
ISO 6420X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm		135
ISO 6405P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x50 mm		136
OGZ20204A	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6405P		137
OGZ20306A	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6405P		138
OGZ30412A	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6405P		139

ISO 6410P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm		140
OGZ20204B	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6410P		141
OGZ20306B	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6410P		142
OGZ30412B	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6410P		143
ISO 6420P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm		144
OGZ20204C	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6420P		145

OGZ20306C	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6420P		146
OGZ30412C	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6420P		147
ISO 3410P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x100 mm		148
ISO 3420P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x200 mm		149
COS 6080	Cesto ISO in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x180 mm		150



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.



- Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.



- Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi



- Dispositivi In assistenza agli Operatori



- Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale



- Sedili per Operatori



- Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)



- Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.



- Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti



- Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)



- LaparoTensor®



LUCINI SURGICAL CONCEPT srl
Via Sant'Alberto, 4/6/8
20020 Lainate - Milano - Italy
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185
E-mail: info@lucinisurgicalconcept.com
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>